

Laringoscopios Miller HOJAS RECTAS FIBRA ÓPTICA

Welch Allyn modificó la hoja Miller original, desarrollada por Welch Allyn en 1941, para mejorar su funcionalidad y campo de visión. Primero, se aplanó la hoja o la lengua de la hoja para mover la lengua del paciente hacia un lado en vez de comprimirla. La base plana ayuda a mantener la lengua fuera del campo de visión. Se aumentó el campo de visión general al modificar el área de sección transversal de la hoja sin alterar el ancho ni el alto.

N.º de parte	Tamaño de hoja	Largo total	Largo interior de la base a la punta
#68065	00	8 mm	36 mm
#68060	0	8 mm	53 mm
#68061	1	8 mm	79 mm
#68062	2	10 mm	132 mm
#68063	3	11 mm	172 mm
#68064	4	13 mm	182 mm

CLAVE QMS:

Welch Allyn[®]

by



Hillrom[™]

68065
recta #00



68060
recta #0



68061
recta #1



68062
recta #2



68063
recta #3



68064
recta #4



55 5533 3373

contacto@qualityms.com.mx
<https://qualityms.com.mx/>



Quality Medical Service



@QualityMedicalService



@QualityMedical_



+52 56 1207 7929