

#CalidadEnTusManos

MANGO RECARGABLE CPN BATERÍA DE LITIO WA71900

Dos veces mas tiempo de encendido, la mitad del peso, y se ajusta cómodamente en la mano.

- 1 Se adapta a todos los cabezales de instrumentos de 3.5 V
- 2 120 minutos de encendido (en comparación con los 60 minutos para los mangos con batería de níquel-cadmio)
- 3 Elaborado con resina de alta ingeniería CYCOLOY resistente / Indicador de batería baja
- 4 Recargable a través de una base que tiene conexión cable USB



CLAVE:
WA71900

Welch Allyn[®]

by



Hillrom[™]



55 5533 3373

contacto@qualityms.com.mx
<https://qualityms.com.mx/>



Quality Medical Service



@QualityMedicalService



@QualityMedical_



+52 56 1207 7929